

# Häufig gestellte Fragen über den SNAP Feline Triple Test

## Was ist der SNAP Feline Triple Test?

Der SNAP\* Feline Triple\* Test untersucht Katzen auf Feline Immundefizienzvirus (FIV) Antikörper, das Feline Leukämievirus (FeLV) Antigen und das Feline Herzwurm (FHW) Antigen.

## Wie sollten die Ergebnisse des SNAP Feline Triple Tests interpretiert werden?

- + **Herzwurm:** Die Dirofilariose ist eine parasitäre Erkrankung die durch *Dirofilaria immitis* verursacht wird, welche weltweit in tropischen und gemäßigten Klimazonen vorkommen.
- + **FIV:** Ein positives Testergebnis zeigt an, dass eine ungeimpfte Katze im Alter von über 6 Monaten zirkulierende FIV Antikörper hat und daher wahrscheinlich infiziert ist.
- + **FeLV:** Dieser Schnelltest basierend auf ELISA-Technologie weist das Vorhandensein des FeLV p27 Antigen nach, das, wenn es gefunden wird, diagnostisch für eine FeLV Infektion steht.

## Kann der Test auch bei Katzenwelpen angewendet werden?

Der SNAP Feline Triple Test kann bei Katzenwelpen für die Untersuchung auf FIV oder FeLV verwendet werden. Der Herzwurmtest ist nicht für junge Kätzchen geeignet, da das Antigen erst 5 - 7 Monate nach Infizierung nachweisbar ist. Der Punkt für den Herzwurm auf dem Test sollte erst bei Katzen ab 7 Monaten beachtet werden.

Wenn eine Katze im Alter von unter 6 Monaten negativ auf FIV getestet wird, ist eine Infektion unwahrscheinlich. Katzenwelpen, die von einer infizierten Katze geboren wurden, können positiv auf Antikörper getestet werden. Katzen, die im Alter von bis zu 6 Monaten positiv getestet werden, sollten in 60-Tage-Intervallen mit einem FIV Antikörper Test oder einer FIV-RealPCR\* erneut getestet werden. Wenn Tests, die nach dem Alter von 6 Monaten durchgeführt werden, immer noch positiv sind, sollten diese Katzen als infiziert angesehen werden.<sup>1</sup>

## Welche Arten von Proben können für den SNAP Feline Triple Test verwendet werden?

Serum, Plasma oder antikoaguliertes Vollblut (z.B. EDTA, Heparin), frisch oder gekühlt bei 2°C - 8°C für bis zu einer Woche, können verwendet werden.

## Ich habe den SNAP Feline Triple durchgeführt und einen leicht positiven Punkt. Hat die Farbintensität des Punkts eine Bedeutung?

Jede Farbentwicklung in einer der Probepunkten zeigt ein positives Ergebnis an.

## Wie viele Probentropfen und Konjugattropfen benötige ich um den SNAP Feline Triple Test durchzuführen?

Für den SNAP Feline Triple Test werden 3 Tropfen der Probe und 4 Tropfen des Konjugats benötigt.

## Ich habe das falsche Verhältnis zwischen Probe und Konjugat verwendet. Kann ich mich auf die Ergebnisse verlassen, die ich erhalten habe?

Wir empfehlen, den Test erneut mit dem exakten Verhältnis von Konjugat/ Probe durchzuführen, das in der Packungsbeilage angegeben ist - 3 Tropfen der Probe und 4 Tropfen Konjugat.

## Wie lange dauert es, den SNAP Feline Triple Test auszulesen und ist das wirklich relevant?

Der Test muss 10 Minuten nach Aktivierung abgelesen werden. Der Test enthält keine Stopplösung, und nach 10 Minuten kann es zu einer Farbentwicklung kommen, die nicht mit der Probe zusammenhängt. Berichten Sie keine Ergebnisse, die nach 10 Minuten abgelesen wurden.

## Wie muss der SNAP Feline Triple Test aufbewahrt werden?

- + Bei 2°C - 8°C bis zum Verfallsdatum aufbewahren
- + Alle Komponenten müssen auf Raumtemperatur sein bevor der Test verwendet werden kann. Lassen Sie den Test 30 Minuten bei Raumtemperatur liegen. Nicht erhitzen.

## Wie lange kann der SNAP Feline Triple Test bei Raumtemperatur aufbewahrt werden?

Der SNAP Feline Triple Test kann 14 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, solange er nicht aus der Folienverpackung genommen wird. Das Produkt muss nach 14 Stunden wieder in den Kühlschrank zurückgelegt werden und kann maximal 30 Mal auf Raumtemperatur gebracht werden.

## Mein SNAP Feline Triple Test war den ganzen Tag nicht mehr in der Folienverpackung. Kann ich ihn trotzdem noch verwenden?

Der SNAP Feline Triple Test, sowie auch alle anderen SNAP\* Tests, müssen innerhalb von 2 Stunden nach Entnahme aus der Folienverpackung verwendet werden.

## Kann mein SNAPshot Dx den Feline Triple Test auslesen?

Nein, der SNAPshot Dx\* kann den SNAP Feline Triple Test nicht auslesen.

## Kann der SNAP Pro den SNAP Feline Triple Test auslesen?

Ja, der SNAP Pro\* kann den SNAP Feline Triple Test auslesen.

### Literatur:

1. Little Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. *J Feline Med Surg.* 2020;22(1):5-30. doi:10.1177/1098612X19895940