



Startseite

Leistungsverzeichnis

Bildgebung

Telemedizin

ZOE CLARK

203AB

Klientenmanagement

Hunde

Belgischer Griffon

Weiblich

8y

2024

27. Januar

27. Januar

Details der Ergebnisse

Zur Bestellung hinzufügen

Hämatologie		1/27/24 09:43 Uhr	1/27/24 09:43 Uhr
RBK	a. 1.09	5.65 - 8.87 M/μL	1.09
Hämatokrit	b. 9.8	37.3 - 61.7 %	9.8
Sphärozyten	60 % (Hochgradig)		
Agglutination	Vorhanden		
% Retikulozyten	17.0	%	17.0
Retikulozyten	184.8	10.0 - 110.0 K/μL	184.8
WBK	c. 43.20	5.05 - 16.76 K/μL	43.20
% Neutrophile	69.5	%	*69.2
% Unreife Neutrophile	18.5	%	
% Lymphozyten	1.9	%	*21.6
% Monozyten	9.7	%	*8.9
% Eosinophile	0.2	%	0.2
% Basophile	0.1	%	0.1
Neutrophile	30.02	2.95 - 11.64 K/μL	*29.89
Unreife Neutrophile	7.99	K/μL	
Lymphozyten	0.84	1.05 - 5.10 K/μL	*9.34
Monozyten	4.20	0.16 - 1.12 K/μL	*3.85
Eosinophile	0.09	0.06 - 1.23 K/μL	0.09
Basophile	0.03	0.00 - 0.10 K/μL	0.03
Schätzung der Thrombozyten	50-100 K/μL (mäßig verringert)		
Diagnostische Erwägungen	Das Vorhandensein von regenerativer Anämie, einer Sphärozytose und der Agglutination von roten Blutkörperchen deuten stark auf eine immunvermittelte hämolytische Anämie hin. Zu weiteren klinischen Funktionen gehören Ikterus, Hyperbilirubinämie/Bilirubinämie (wenn keine Leberfunktionsstörung vorliegt) oder Hämoglobinämie/-urie. Untersuchen Sie die zugrundeliegenden Ursachen wie Infektionen, Neoplasie, begleitende Entzündungen oder die kürzliche Einnahme/Verabreichung von Medikamenten/Impfstoffen. Die Schätzung der Blutplättchen umfasst die Zählung von einzelnen Blutplättchen und Blutplättchen in Verklumpungen. Eine mäßig verringerte Zahl der Blutplättchen kann in Verbindung mit dem Verbrauch der Blutplättchen, einer immunvermittelten Zerstörung, einer verringerten Produktion des Knochenmarks oder der Sequestrierung in der Milz auftreten. Falls dieses Ergebnis unerwartet ist, entnehmen Sie bitte eine Probe, um eine artifaktische Thrombozytopenie auszuschließen (z. B. Gerinnung im Blutröhrchen).		

Abbildungen

Objektiv, konsistent und reproduzierbar:

- Die KI-gestützten
zytologischen Befunde
werden durch Aufnahmen
unterstützt.

IDEXX

