

Anforderung von Catalyst-Cortisol-Tests in Ihrem PIMS

Wir haben vor kurzem einen neuen Test für die Catalyst™-Blutchemie-Plattform hinzugefügt - den Catalyst™ Cortisol-Test. Da es für den Catalyst Cortisol-Test mehrere empfohlene Protokolle mit mehreren Protokollschritten gibt (z.B. Prä- und Post-ACTH-Stimulationstests sowie Prä-, 4 Stunden und 8 Stunden nach einem Low-dose-Dexamethason-Suppressionstest), können mehrere Protokollschritte ausgewählt werden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass Sie bereit sind, den Test bei Bedarf durchzuführen.

Hinweis: Bei der Preisgestaltung für Catalyst Cortisol-Tests ist zu beachten, dass die Anzahl der erforderlichen Tests (wie in der Spalte ganz rechts unten angegeben) je nach Protokoll variiert.

Schritt 1: Fügen Sie die neuen Catalyst-Cortisol-Panel/Profile bei Bedarf in Ihr PIMS ein.

Wenn Sie Cornerstone™-Software Version 8.4 oder höher verwenden: Verknüpfen Sie die Catalyst Cortisol-Profile, die im grau markierten Spaltenbereich unten aufgeführt sind. Wenn die Profile nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den Cornerstone-Support unter 1-800-695-2877.

Wenn Sie ein anderes Praxis-Informations-Management-System (PIMS) verwenden: Aktivieren Sie die Catalyst-Cortisol-Panel im blau markierten Spaltenbereich unten oder fügen Sie sie manuell hinzu (falls erforderlich).

Profilnamen für Cornerstone 8.4 oder höher	Panel-Namen (und Codes) für andere PIMS	Verwenden Sie dieses Protokoll, um...	Anzahl der erforderlichen Tests
Cortisolprobe einzeln ruhend	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol einzeln - ruhend (CortRest)	Schließen Sie Hypoadrenokortizismus aus	1
Cortisol (Einzelmessung, Ruhe) TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol einzeln - Trilostan-Monitoring (CortSingleTM)	Hypercortisolismus überwachen	1
Catalyst Cortisol ACTH Stim	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol ACTH-Stimulationstest (CortACTHPre+Post)	Diagnose von Hypoadrenokortizismus oder Hypercortisolismus	2
Catalyst ACTH Stim TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol ACTH-Stimulationstest - Trilostane Monitoring (CortTMACTHPre+Post)	Überwachen Sie die Hypercortisolismus-Behandlung	2
Catalyst Low-dose-Dexamethason-Suppression	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol Low-dose-Dexamethason-Suppressionstest (CortLDDSPre+4Hr+8Hr)	Hypercortisolismus diagnostizieren	3
Catalyst High-dose-Dexamethason-Suppression	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol High-dose-Dexamethason-Suppressionstest (CortHDDSPre+4Hr+8Hr)	Unterscheiden Sie zwischen hypophysärem und Nebennieren abhängigem Hypercortisolismus	3
Cortisol Post-ACTH	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol - Post ACTH (CortPostACTH)	Folgen Sie „Cortisol einzeln ruhend“ Ergebnisse nach	1
Cortisol Andere	IDEXX VetLab Catalyst - Sonstige (CortOther)	Andere	Kann variieren

Schritt 2: Fordern Sie das gewünschte Catalyst Cortisol-Panel/-Profil über Ihr PIMS an.

Das Verfahren für einen Testauftrag ist von PIMS zu PIMS unterschiedlich - detaillierte Anweisungen finden Sie in der Hilfe-Dokumentation Ihres PIMS.

Schritt 3: Initiieren Sie den Catalyst Cortisol-Durchlauf auf der IDEXX VetLab* Station.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse ordnungsgemäß erfasst werden und um umfassende Interpretationskommentare zu erhalten.

WICHTIG: Wenn sie über ein Catalyst One- und ein Catalyst Dx-Analysegerät verfügen und die Trends der Cortisol-Ergebnisse der Patienten darstellen und/oder zusätzliche Tests/mehrstufige Cortisol-Tests durchführen möchten, empfiehlt IDEXX, alle Cortisol-Tests auf demselben Analysegerät mit dem gleichen Probetyp auszuführen.

	Für die initialen Cortisol-Tests	Für zusätzliche Tests/mehrstufige Cortisol-Tests*
Catalyst One™ Blutchemie-Analysegerät	Initiieren Sie den Durchlauf auf der IDEXX VetLab™ Station. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Laborgeräte anwählen“ auf Catalyst One und dann auf Cortisol . Wählen Sie das gewünschte Protokoll und die entsprechenden zusätzlichen Protokollschritte aus, tippen Sie auf Speichern und dann auf Durchführen .	Alle Protokollschritte, die bei der Verarbeitung des initialen Tests ausgewählt wurden, werden in der Liste „In Bearbeitung“ auf dem Startbildschirm der IDEXX VetLab Station angezeigt. Sobald die nächste Probe verarbeitet werden soll, tippen Sie auf den nächsten verfügbaren Test in der Liste, tippen Sie dann auf In der Warteschlange , sowie Lauf starten .
Catalyst Dx™ Blutchemie-Analysegerät	Starten Sie den Testlauf auf Ihrer IDEXX VetLab Station wie gewohnt. Identifizieren Sie am Ende des Laufs (wenn Sie dazu aufgefordert werden) das Protokoll sowie den Protokollschritt und tippen Sie dann auf Übermitteln . Hinweis: Falls Sie das Protokoll/den Protokollschritt später eingeben möchten, tippen Sie auf den Patienten in der Liste „In Bearbeitung“. Dann tippen Sie auf Details hinzufügen und wählen Sie die Protokollinformationen des Patienten aus.	Wenn Sie sicherstellen möchten, dass zusätzliche Ergebnisse in Gruppen mit dem ersten Ergebnis angezeigt werden und dass Sie Interpretationskommentare erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor: - Suchen Sie das initiale Cortisol-Ergebnis des Patienten auf der IDEXX VetLab Station ODER wählen Sie den entsprechenden Patienten aus der Liste „Ausstehend“ auf dem Startbildschirm aus. - Tippen Sie auf Test hinzufügen und dann auf Ergebnisse anhängen. - Wählen Sie auf dem Bildschirm „Laborgeräte auswählen“ die Option Catalyst Dx. - Identifizieren Sie am Ende des Laufs (wenn Sie dazu aufgefordert werden) die Protokollinformationen des Laufs und tippen Sie dann auf Übermitteln.

*Wenn im Rahmen des mehrstufigen Cortisol-Tests zusätzliche Tests hinzugefügt werden, erscheinen die Ergebnisse in absteigender Reihenfolge – vom zuletzt durchgeführten Test (oben) bis zum initialen Test (unten); die umfassenden Interpretationskommentare werden zusammen mit den neuesten Ergebnissen angezeigt.