

SNAP-Test Versand- und Lagerungsinformationen

IDEXX engagiert sich dafür, Ihnen Diagnoseprodukte in höchster Qualität anzubieten, die bei Bedarf in Ihre Praxis geliefert werden. Aufgrund regionaler Temperaturschwankungen, insbesondere in den Sommermonaten, haben wir im Rahmen unseres Entwicklungsprozesses Stabilitätsstudien durchgeführt. Diese Studien umfassen auch Hitzebelastungstests, um sicherzustellen, dass unsere SNAP*-Tests einer angemessenen Versandbelastung standhalten und ihre Leistung nicht durch die einmalige Einwirkung verschiedener Temperaturen während des Versands gefährdet wird. Verpackung und Beigabe von Kühlakkus sind produktspezifisch und so konzipiert, dass schnelle Temperaturschwankungen unterbunden werden.

Um die Produktqualität und die Verpackungsintegrität zu gewährleisten, werden unsere Produkte unter folgenden Bedingungen versandt und sind später unter den folgenden Bedingungen zu lagern. **WICHTIG: Lagern Sie SNAP-Tests bitte unmittelbar nach Erhalt gemäß den Verpackungsanweisungen (die Versandbedingungen können von den Lagerbedingungen abweichen).**

SNAP*-Test	Erforderliche Versandbedingungen	Die Tests treffen innerhalb dieses Zeitrahmens ein, um die Produktqualität zu gewährleisten.	Erforderliche Lagerung nach Eingang der Tests
SNAP* 4Dx* Plus SNAP* Leish 4Dx* SNAP* Leishmania	Umgebungstemperatur	Innerhalb von 60 Stunden nach Versand	Raumtemperatur† für 6 Monate oder gekühlt bis zum Verfallsdatum
SNAP* Feline Triple*	Umgebungstemperatur	Innerhalb von 60 Stunden nach Versand	Gekühlt bis zum Verfallsdatum
SNAP* Heartworm SNAP* Parvo	Umgebungstemperatur	Innerhalb von 48 Stunden nach Versand	Raumtemperatur † bis zum Verfallsdatum
SNAP* Combo Plus SNAP* cPL* SNAP* <i>Giardia</i> SNAP* Lepto SNAP* Foal IgG	Umgebungstemperatur	Innerhalb von 48 Stunden nach Versand	Gekühlt bis zum Verfallsdatum
SNAP* FeLV SNAP* fPL* SNAP* Feline proBNP	Auf Eis	Innerhalb von 48 Stunden nach Versand	Gekühlt bis zum Verfallsdatum

† Raumtemperatur: 18 °C bis 25 °C

Hinweis: In entlegenen Gebieten achtet IDEXX auf besondere Verpackungs- und Lieferbedingungen, um die Produktqualität und -integrität zu gewährleisten.